

Bollettino Tecnico

Rev. 01/23

Koch Chemie Antihologramm pad



La versione a rilievo della spugna anti-ologramma arancione, arrotondata.

Area di utilizzo

-

Raccomandazioni per l'uso

-

Imballo

1 pz Ø 135 mm - 1 pz Ø 160 mm.

Utilizzatore

Non Professionista e Professionista.

Avviso:

Le informazioni e i dati riportati sono forniti in buona fede, ma non costituiscono valore di garanzia. Verificare l'idoneità e la compatibilità prima dell'uso; rimane sotto la responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità delle informazioni per il proprio uso. Saremo lieti di assistervi.